# Hustenassistent

Checkliste

## Gerät

- Bakterienfilterwechsel nach Verschmutzung, spätestens wöchentlich
- Alle 2 Wochen: Sichtkontrolle des Gerätefilters, bei Bedarf bitte reinigen
- Bei Bedarf: Monatlicher Schlauchwechsel
- Spätestens alle 6 Monate: Wechsel des Gerätefilters

## Maske

- Wischen Sie täglich Ihre Maske mit einem feuchten Tuch ab.
- Wöchentlich: Maske gründlich in einer Seifenlauge reinigen

## Invasiv

Täglich: Tubusverlängerung Mehrweg reinigen

## Verbrauchsmaterialien

Neue Verbrauchsmaterialien können unter 0 91 93/507 106 - 90 oder per E-Mail an kvs@novamed.de bestellt werden.

## Technischer Service

nova:med wird sich zur Vereinbarung eines Wartungstermins Ihres Gerätes gemäß den Herstellerangaben mit Ihnen in Verbindung setzen.

nova:med

nova:med GmbH
Schwarzenbacher Ring 5
91315 Höchstadt

Telefon: 0 91 93/507 106 - 0
Fax: 0 91 93/507 106 - 50

E-Mail: kvs@novamed.de
www.novamed.de