

Checkliste für Hustenassistenten

Gerät

- Bakterienfilterwechsel nach Verschmutzung, spätestens wöchentlich
- Alle 2 Wochen: Sichtkontrolle des Gerätefilters, bei Bedarf bitte reinigen
- Bei Bedarf: Monatlicher Schlauchwechsel
- Spätestens alle 6 Monate: Wechsel des Gerätefilters

Maske

- Wischen Sie täglich Ihre Maske mit einem feuchten Tuch ab
- Wöchentlich: Maske gründlich in einer Seifenlauge reinigen

Invasive Anwendung

- Täglich: Tubusverlängerung Mehrweg reinigen

Verbrauchsmaterialien

- Neue Verbrauchsmaterialien können unter 09193 – 507 106-90 oder per E-Mail an info@novamed.de bestellt werden

Technischer Service

- nova:med wird sich zur Vereinbarung eines Wartungstermins Ihres Gerätes gemäß den Herstellerangaben mit Ihnen in Verbindung setzen.